



## AGRONOMIE ET ALIMENTATION ANIMALE

### Contenants, conservation, transport des échantillons et délais de rendus de résultats



Le contenant peut être fourni par le LDA53, sans supplément de prix. Il est fortement recommandé de réaliser des prélèvements homogènes et le plus représentatif possible.

Produit	Quantité	Contenant recommandé	Conservation et transport au LDA53
---------	----------	----------------------	------------------------------------

#### Matrice environnement

Reliquats azotés	300 g par horizon	Sachet hermétique	Température réfrigérée ou congelée. Le plus rapidement possible le jour du prélèvement
Terre	500 g	Boîte ou un sachet hermétique	Température ambiante
Fumier	1 kg	Sachet hermétique	Température réfrigérée. Le plus rapidement possible le jour du prélèvement
Lisier	1 litre	Flacon en plastique à large ouverture	

#### Matrice alimentaire destinée aux animaux

Fourrages frais (ensilages, enrubannages, fourrages verts)	1 kg	Sachet hermétique	Température réfrigérée
Fourrages secs (foins)	150 g		Température ambiante
Aliments de type granulés	300 g		

Les délais de rendu de résultats sont communiqués à titre indicatif. Ce sont les délais maximum.

Type de produit	Délai maximum de rendu de résultats communiqué à titre indicatif (en jours ouvrés)
Terre	10 à 15 jours
Fumiers, lisiers	
Fourrages, aliments	